

P -Lykopeeni (12308)

Indikaatiot Antioksidanttipuutoksen epäily.

Näyte 1 ml EDTA-plasmaa. Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.
Näyte sentrifugoidaan mahdollisimman nopeasti ja eroteltu plasma pakastetaan heti. Näyte tulee suojata valolta.

Säilytys ja lähetys Eroteltu plasma säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä HPLC

Toimitusaika 7 työpäivää

Viitearvot 100-800 µg/l