

Ts-PADBrea (6144)

Paksuneulabiopsioista tehtävä diagnostiikka rintarauhasen muutoksissa. Tutkimus liittyy oleellisenä osana sekä rintasyövän seulonnan että seulonnan ulkopuolisen mammografiatoiminnan aktivoimiin jatkotutkimuksiin.

Indikaatiot Rinnan hyvänlaatuisten tautien, premalignien ja malignien tautien diagnostiikka paksuneulanäytteestä. Perushistologialla päästään useimmissa tapauksissa diagnoosiin. Maligniteetin suhteen epäselvissä muutoksissa voi immunohistokemiallisista värjäyksistä olla ratkaisevasti hyötyä (esimerkiksi Calponin, SMMHC, p16 ks. tutkimus Ts-PAD-IH). Immunohistokemialliset värjäykset laskutetaan erikseen.

Näyte Rinnasta otettu paksuneulanäyte fiksoidaan 10 % formaliiniin ja lähetetään tiiviissä suljetussa astiassa patologian laboratorioon.

Sekaannusten välttämiseksi tulee ottaa:

1) Yksi tuumori/ lähete

2) Eri rinnoista otettavat näytteet tulee myös laittaa omille lähetteilleen

Säilytys ja lähetys Näyte pakataan huolellisesti, lähetys laboratorioon huoneen lämmössä.

Menetelmä Perushistologinen prosessi.

Toimitusaika 2-5 vrk

Tulkinta Patologian erikoislääkäri antaa lausunnon ja SNOMED muotoinen diagnoosi liitetään vastaukseen.