

S

Hasselpähkinätutkimuspaketti sisältää seuraavat osatutkimukset:

f428 rCor a 1, PR-10 (Bet v 1 -koivuhomologi)

f425 rCor a 8, LTP proteiini

f440 rCor a 9, varastoproteiini (11S)

f439 rCor a 14, varastoproteiini (2S)

Indikaatiot Todetun hasselpähkinäallergian tarkempi selvittely ja epäselvien allergioiden ristireaktioiden selvitys.

Näyte 2 ml seerumia.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunofluorometrinen

Toimitusaika 1-4 työpäivää

Viitearvot Negatiivinen alle 0.35 kU/l