

Mf-Syto (4077)

Erittävän rinnan tutkimus.
Lähete: sytologinen lähete.

Lähetteeseen merkitään kliininen kysymyksenasettelu ja -löydökset.

Indikaatiot Rintarauhasen tulehdus- ja kasvaindiagnostiikka erittävästä rinnasta. Menetelmällä voidaan selvittää myös tiehyensisäisiä kasvaimia: papilloomat, hyperplasiat, inrtaduktaalinen karsinooma erotusdiagnostiikka. Jos potilaalla on kuvantaen näkyvä löydös, tulee suosia muita tutkimusmenetelmiä kuin eritetutkimus.

Näyte Rintarauhaserite sivellään objektilasille ja se fiksoidaan 20 min ajan 96% alkoholissa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää spray-fiksatiivia. Näyte ei saa kuivua ennen fiksointia.

Fiksoitu lasi pakataan muovikoteloon. Lasille merkitään lyijykynällä henkilötunnus ja nimi.

Säilytys ja lähetys Näyte lähetetään huoneenlämmössä huolellisesti pakattuna.

Menetelmä Papanicolaou-värjäys, valomikroskopia

Toimitusaika 5 arkipäivää

Tulkinta Patologian erikoislääkärin sanallinen lausunto ja SNOMED- diagnoosi.

Konsultointi Patologian laboratorio
puh. 09 228800