

Seerumin prokollageeni I:n aminoterminaalisen propeptidin (S -PINP, KL4496) lasten viitearvot

Arvoisa asiakas,

Otamme 29.7.2019 alkaen käyttöön lasten viitearvot seerumin prokollageeni I:n aminoterminaaliselle propeptidille (S –PINP, KL 4496). Uudet viitearvot perustuvat kirjallisuuteen. Aikuisten viitearvot säilyvät ennallaan.

Uudet viitearvot:

Ikä/pojat	(ug/l)	Ikä/tytöt	(ug/l)
0-1 v	830 - 1860	0-1 v	903 - 1760
1-2 v	640 - 1550	1-2 v	590 - 1500
2-3 v	380 - 1140	2-3 v	421 - 1190
3-4v	340 - 870	3-4v	330 - 970
4-6v	310 - 860	4-6v	340 - 990
6-7v	320 - 810	6-7v	320 - 900
7-13v	45 - 1200	7-14v	40 - 1200
13-14v	270 - 1510	14-15 v	60 - 450
14-15v	150 - 1200	15-16v	45 - 450
15-16v	80 - 960	16-17v	15 - 240
16-18v	40 - 430	17-18v	35 - 140

Viitteet:

Wyness S.P. & Roberts W.L., Clin Chim Acta 2013;415:169-172.

Bayer M., Osteoporosis Int 2014;25:729-736.

Tutkimus tehdään laboratoriossa LADR, Labor Dr Kramer & Kollegen.

Lisätietoja

Esa Hämäläinen

LKT, prof

040 9221341

esa.hamalainen@vita.fi

Airi Rakkolainen

Sairaalakemisti, FL

045 77349025

airi.rakkolainen@vita.fi