

Ferritiinitutkimuksen uudet viitearvot

Arvoisa asiakas,

S -Ferritiini (S -Ferrit, KL 2369), P -Ferritiini (P-Ferrit, KL 4826)

Seerumin ja plasman ferritiinin viitearvot aikuisille sekä lapsille päivitetään 29.7.2019 alkaen. Päivitetyt viitearvot perustuvat kirjallisuuteen. Ks. tulkinta www.vita.fi, laboratorioskäsikirja.

Uudet viitearvot:

Miehet 30 – 400 µg/l (vanhat viitevälit 20 – 250 µg/l)

Naiset 15 – 150 µg/l (vanhat viitevälit 5 - 90 µg/l)

Lapset

4 pv- 2 vko: 100 - 717 µg/l

2vko-6 kk: 14 - 647 µg/l

6kk – 1v: 8 - 182 µg/l

1v -alle 5v: 5 - 100 µg/l

5v – alle 14v: 14 - 79 µg/l

14v– alle 19v: tytöt: 6 - 67 µg/l, pojat 11 – 172 µg/l

Kirjallisuus:

Harju E. ym. Scand J Clin Lab Invest 1984; 44:555-6., Ebeling F. ym. Suomen lääkärilehti, 2019; 74: 476-478. CALIPER-project (Sick Kids, Toronto, Canada).

Lisätietoja

Esa Hämäläinen

Lääketieteellinen johtaja

0409221341

esa.hamalainen@vita.fi

Airi Rakkolainen

Sairaalakemisti

04577349025

airi.rakkolainen@vita.fi