

Plasman aldosteronitutkimuksen viitearvomutokset 28.2.2020

Arvoisa asiakas,

Plasman aldosteronitutkimuksen viitearvomutokset

fP-Aldos, KL 6336

P -Aldos, KL 6078

Päivitämme plasman aldosteronitutkimuksen viitearvot. Viitearvot perustuvat reagenssivalmistajan (DiaSorin) aineistoon, joka käsittää 126 tervettä verenluovuttajaa, iältään 21-65 v. Paastonäytteet on otettu aamulla 7:00 – 10:00. Menetelmä (CLIA) ei muutu.

Uudet viitearvot

Aldosteroni, makuuarvot	32 – 655 pmol/l
pystyarvot	61 – 980 pmol/l

Uudet viitearvot astuvat voimaan 28.2.2020

Lisätietoja

Sanna Taskinen

Tuotannosta vastaava kemisti
045 7881 4662
sanna.taskinen@vita.fi

Airi Rakkolainen

Sairaalakemisti
045 7734 9025
airi.rakkolainen@vita.fi