

B-PEth määrittämisen analyysi siirtyy Vitan laboratorioon

Arvoisa asiakas,

Vita Laboratoriot Oy on siirtämässä veren fosfatidyylietanolin määrityksen (B-PEth (12510)) Helsingin laboratorioonsa. Analyysitekniikkana säilyy nestekromatografia-tandemmassaspektrometria (LC-MS/MS). Menetelmän mittaustarve (0,03 µmol/l) ja viitearvo (alle 0,30 µmol/l) pysyvät ennallaan.

Menetelmä on akkreditoitu (SFS-EN ISO 15189:2012).

Analyysin vastausaika lyhenee nykyisestä vastausajasta (4-7 työpäivää) 3-5 työpäivään.

Siirto ei edellytä teiltä muutoksia tietojärjestelmiinne.

Lisätietoja

Terhi Launiainen
Kemisti, FT
+358 40 922 4816
terhi.launiainen@vita.fi

Jukka Hurme
Toimitusjohtaja, ylilääkäri
LL, erikoispatentti päihdelääketiede
+358 45 7734 9011
jukka.hurme@vita.fi