

Prostataspesifisen antigeenin tutkimukset S -PSA (3642) ja S -PSA-SUH (4637) ovat tilattavissa

Arvoisa asiakas,

Akkreditoidut seerumin PSA-tutkimukset S -PSA (3642) ja S -PSA-SUH (4637) ovat tilattavissa.

PSA- arvon ollessa välillä 2.5-10 µg/l teemme ilman erillistä pyyntöä vapaan PSA:n osuuden määrittämisen PSA:n kokonaispitoisuudesta (4254 S -PSA-V ja 13868 S -PSA-V/T)

Mikäli potilaan PSA-tasoa seurataan säännöllisesti, on suositeltavaa jatkaa saman näytematriisin käyttöä kuin tähänkin saakka. Viitearvot pysyvät ennallaan ja ovat samat seerumissa sekä plasmassa.

Tutkimukset ovat:

S -PSA (3642)

S -PSA-SUH (4637)

Sisältää osatutkimukset:

S -PSA, (3642)
S -PSA-V, (4254)
S -PSA-V/T, (13868)

Lisätietoja

Mikko Helenius
FT, sairaalakemisti
0409225301
mikko.helenius@vita.fi